

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Rabbit Anti-Perk 폴리클로날 항체 - Q9NZj5

품목 번호: CM0019889



소개

인간 PERK(EIF2AK3/PEK)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 PERK를 검출합니다. 비접힘 단백질 반응 및 스트레스 신호 전달 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PERK Rabbit pAb
비고/별칭	PEK; WRS; PERK
종	인간
GeneID (Human)	9451
GeneID	9451
면역원	제조합 단백질 인간 PERK (NP_004827.4)의 아미노산 867-1116에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZJ5
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백