

토끼 항-돼지 Cd138 단일클론 항체, Fc용 - K7Gnf5

품목 번호: CM0009367

소개

유세포 분석용 돼지 CD138(syndecan-1, 32 kDa 프로테오글리칸)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 세포외 도메인(aa 23-250, UniProt K7GNF5)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-돼지 CD138 mAb
비고/별칭	SDC1
종	돼지
유전자 ID (사람)	6382
유전자 ID	100519770
면역원	돼지 CD138의 아미노산 23-250을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001230119.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	돼지
SWISS	K7GNF5
단백질 중량	32kDa
배송	아이스팩