

유세포 분석용 Rabbit Anti-Pig Cd27 단일클론 항체 - L7Qhb1

품목 번호: CM0005795

소개

유세포 분석용 돼지 CD27에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 공동자극 면역 체크포인트 수용체인 돼지 CD27을 인식합니다. T-세포 활성화, 기억 및 B-세포 감시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Pig CD27 단일클론 항체
종	돼지
GeneID (인간)	939
GeneID	100520023
면역원	돼지 CD27 (NP_001265692.1)의 아미노산 20-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	돼지
SWISS	L7QHB1
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩