

토끼 항-돼지 Cd3G 단일클론 항체 - Cd3G

품목 번호: CM0011785

소개

유세포분석 응용 분야를 위한 돼지 CD3G 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 돼지 샘플에서 CD3G를 안정적으로 검출할 수 있으며, T세포 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-돼지 CD3G 단일클론 항체
종	돼지
유전자 ID (인간)	917
유전자 ID	494013
면역원	돼지 CD3G 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포분석
교차 반응성	돼지
배송	아이스팩