

Rabbit Anti-Pig Cd3G 모노클로날 항체 - Cd3G

품목 번호: CM0011730

소개

유세포 분석용 돼지 CD3G를 표적하는 접합 토끼 모노클로날 항체입니다. 돼지 샘플 특이적이며, 이 항체는 T-세포 표면 마커 분석에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Pig CD3G mAb
종	돼지
유전자 ID (인간)	917
유전자 ID	494013
면역원	돼지 CD3G의 아미노산 20-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (NP_001008686.1)
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	돼지
배송	아이스백