

토끼 유래 돼지 Cd4 단클론 항체 - Cd4

품목 번호: CM0008585

소개

유세포 분석에 사용되는 표지 토끼 유래 돼지 CD4 단클론 항체입니다. 돼지 시료에 대해 검증되었으며, 면역원은 돼지 CD4 세포의 도메인에서 유래했습니다. 돼지 모델에서 T세포 연구를 위한 신뢰성 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 돼지 CD4 단클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
반응 종	돼지
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	404704
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	돼지
배송 방식	아이스 팩