

유세포 분석용 토끼 항-돼지 Cd4 단일클론 항체 - Cd4

품목 번호: CM0007981

소개

돼지 CD4를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 사용하도록 설계되었습니다. 돼지 CD4에 특이적으로 반응하며, 돼지 연구 모델에서 면역세포 프로파일링을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-돼지 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	돼지
유전자 ID (사람)	920
유전자 ID	404704
면역원	재조합 단백질 돼지 CD4(NP_001001908.2)의 아미노산 28-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	돼지
배송	아이스팩