

돼지 Cd8A 단일클론 항체 (Fc용) - A0A287A9Y5

품목 번호: CM0011303

소개

에 접합된 토끼 단일클론 항체로, 돼지 CD8a에 특이적이며 유세포 분석에서 검증되었습니다. 적응 면역에 관여하는 T-세포 표면 당단백질을 표적합니다. 돼지 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Pig CD8a mAb
종	돼지
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	396627
면역원	돼지 CD8a (XP_005662451.1)의 아미노산 25-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	돼지
SWISS	A0A287A9Y5
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백