

유세포 분석용 돼지 Cd8A 토끼 단일클론 항체 - A0A287A9Y5

품목 번호: CM0010808

소개

유세포 분석을 위해 특별히 설계된 결합 토끼 항-돼지 CD8a 단일클론 항체입니다. 예측 분자량이 26kDa인 T세포 표면 당단백질 CD8a(SWISS: A0A287A9Y5)를 표적으로 합니다. 돼지 시료에서 세포독성 T세포를 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-돼지 CD8a mAb
종	돼지
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	396627
면역원	돼지 CD8a(XP_005662451.1)의 아미노산 25-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	돼지
SWISS	A0A287A9Y5
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩