


Wb 및 Elisa용 토끼 항-Ppbp 다클론 항체 - P02775

품목 번호: CM0019852



소개

인간 PPBP에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 중성구 활성화, 항미생물 방어 및 성장인자 활성화에 관여하는 케모카인인 인간 PPBP(CXCL7)와 반응합니다. 사이토카인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPBP 토끼 pAb
비고/별칭	PPBP; B-TG1; 베타-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TCI; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; 혈소판 염기성 단백질
종	인간
유전자 ID	5473 (인간)
면역원	인간 PPBP(NP_002695.1)의 아미노산 59-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02775
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩