

Rabbit Anti-Puromycin Mab - 푸로마이신

품목 번호: CM0012423

소개

유세포 분석(세포내)용 접합 토끼 단일클론 항-
푸로마이신 항체. 푸로마이신 라벨링 분석을 위한 종
비의존적 검출. IVD 원료 사용에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-puromycin mAb
비고/별칭	푸로마이신
유전자 ID (인간)	CAS:58-58-2
유전자 ID	CAS:58-58-2
면역원	푸로마이신에 상응하는 화합물
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백