

푸로마이신에 대한 토끼 단일클론 항체 - 푸로마이신

품목 번호: CM0010539

소개

세포 내 유세포 분석을 위한 푸로마이신에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 종 독립적인 반응성을 통해 모든 모델에서 검출이 가능합니다. 단백질 합성 모니터링 및 푸로마이신 삼입 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-puromycin mAb
비고/별칭	푸로마이신
유전자 ID	CAS:58-58-2
면역원	푸로마이신에 상응하는 화합물
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백