

토끼 항퓨로마이신 단클론 항체 - 퓨로마이신

품목 번호: CM0005708

소개

세포내 유세포 분석에 적합한 고품질 토끼 항퓨로마이신 단클론 항체입니다. 종에 관계없이 퓨로마이신을 검출할 수 있으며 단백질 합성 연구 및 퓨로마이신 혼입 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항퓨로마이신 단클론 항체
비고/별칭	퓨로마이신
종	토끼
유전자 ID	CAS:58-58-2
면역원	퓨로마이신에 상응하는 화합물
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	세포내 유세포 분석(FC intra)
교차 반응성	종에 의존하지 않음
배송 방법	아이스팩