

Wb, Ihc-P, Elisa용 토끼 항-Ralb 다클론 항체 - P11234

품목 번호: CM0028205



소개

RALB에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 RALB를 검출합니다. 세포자살, 세포 이동 및 막 수송 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RALB 토끼 pAb
비고/별칭	RALB
종	인간
GeneID (인간)	5899
GeneID	5899
면역원	인간 RALB (NP_002872.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11234
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩