

Rabbit Anti-Rat Cd31 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q3Swt0

품목 번호: CM0011228

소개

유세포 분석을 위해 검증된 접합 랫트 CD31 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구의 내피 이동 및 세포 부착에 관여하는 76 kDa 혈소판 내피 세포 부착 분자를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Rat CD31 mAb
비고/별칭	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
종(Species)	Rat
GeneID (인간)	5175
GeneID	29583
면역원(Immunogen)	랫트 CD31 (NP_113113779.1)의 아미노산 18-585에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Rat
SWISS	Q3SWT0
단백질 분자량	76kDa
운송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)