

유세포 분석용 랫드 Cd4 토끼 단일클론 항체 - P05540

품목 번호: CM0011475



소개

유세포 분석으로 검증된 랫드 CD4(클론 Ly49/Klra1)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 생물학, 면역 반응 및 MHC 클래스 II 상호작용 연구에 적합합니다. 랫드 샘플에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫드 CD4 토끼 항체
비고/별칭	Ly49; Klra1; Ly49s2
종	랫드
유전자 ID(사람)	920
유전자 ID	24933
면역원	재조합 단백질 랫드 CD4의 아미노산 1-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036837.1).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	랫드
SWISS	P05540
단백질 중량	51 kDa
배송	아이스팩