

Rabbit Anti-Rat Cd4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05540

품목 번호: CM0007779



소개

접합 토끼 항-랫트 CD4 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 반응 연구에 필수적인 T-세포 공동수용체인 랫트 CD4(P05540)를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Rat CD4 mAb
비고/별칭	Ly49; Klra1; Ly49s2
종(Species)	랫트(Rat)
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	24933
면역원	랫트 CD4(NP_036837.1)의 아미노산 1-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	랫트(Rat)
SWISS	P05540
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)