

Rabbit Anti-Rat Icam-1/Cd54 Monoclonal Antibody For Fc - Q00238

품목 번호: CM0011579

소개

접합 래빗 단일클론 항체로, 래트 ICAM-1/CD54 (SWISS: Q00238)를 표적합니다. 유세포분석(FC) 애플리케이션에 대해 검증되었으며, 백혈구 접착 및 내피 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Rat ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	CD54; ICAM; Icam1
종(Species)	Rat
GeneID (인간)	3383
GeneID	25464
면역원	래트 ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)의 아미노산 28-493에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	Rat
SWISS	Q00238
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백