

Rabbit Anti-Rat Icam-1/Cd54 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q00238

품목 번호: CM0004760

소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용 접합 토끼 항-랫 ICAM-1/CD54 단일클론 항체입니다. 이 항체는 백혈구-내피 세포 상호작용 및 면역 반응에서 중요한 역할을 하는 세포 접착 분자인 랫 CD54를 특이적으로 검출합니다. 랫 모델에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Rat ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	CD54; ICAM; Icam1
종(Species)	랫(Rat)
GeneID (인간)	3383
GeneID	25464
면역원(Immunogen)	랫 ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)의 아미노산 28-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	랫(Rat)
SWISS	Q00238
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스백