

토끼 항-쥐 Ifn-Gamma 단일클론 항체 () - 유세포분석용 - P01581

품목 번호: CM0008659

소개

쥐 IFN-gamma에 대한 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포분석(FC)을 위해 에 접합되었습니다. 쥐 교차 반응성이 검증되었으며, 면역 반응 및 사이토카인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-쥐 IFN-gamma mAb
별칭	If2f, IFNG2, IFN gamma
종(Species)	쥐(Rat)
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	25712
면역원	쥐 IFN gamma (NP_620235.1)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	P01581
단백질 분자량	18 kDa
배송 조건	아이스 팩(Ice bag)