


Wb, Elisa용 토끼 항Rps6Ka6 다클론 항체 - Q9Uk32

품목 번호: CM0015674



소개

WB 및 ELISA용 RPS6KA6(RSK4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 이 구성적으로 활성화된 세린/트레오닌 키나아제는 p53 의존성 세포 성장 정지에 관여하며 인간 및 마우스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS6KA6 토끼 pAb
비고/별칭	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
종	인간
유전자 ID	27330
면역원	인간 RPS6KA6(NP_055311.1)의 아미노산 646-745에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9UK32
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백