


Wb 및 Elisa용 토끼 항-SpdyA 다클론 항체 - Q5Mj70

품목 번호: CM0019868



소개

이 SPDYA 토끼 다클론 항체는 Speedy protein A(Spy1/RINGO A)를 검출하며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫트와 교차 반응하여 G1/S 전이 및 DNA 손상 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPDYA 토끼 pAb
비고/별칭	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
종	사람
유전자 ID(사람)	245711
유전자 ID	245711
면역원	사람 SPDYA(NP_877433.2)의 아미노산 1~313에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q5MJ70
단백질 분자량	36kDa
운송	아이스팩