

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 토끼 항-Ubc 다클로날 항체 - P0CG48

품목 번호: CM0026313



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 UBC (유비퀴틴 C)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 유비퀴틴 경로 연구 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBC Rabbit pAb
비고/별칭	HMG20; UBC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7316
유전자 ID	7316
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 UBC (NP_066289.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P0CG48
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)