

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Rabbit Anti-Zic1 Polyclonal Antibody - Q15915

품목 번호: CM0021880

소개

ZIC1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. ZIC1은 신경발생과 중추신경계 발달에 중요한 아연 손가락 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZIC1 Rabbit pAb
비고/별칭	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
종	인간
유전자 ID	7545
면역원	인간 ZIC1 (NP_003403.2)의 아미노산 120-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15915
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백