

Wb, If/Icc, Elisa용 토끼 항-Znf217 다클론 항체 - O75362

품목 번호: CM0026999



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 인간 ZNF217에 대한 토끼 다클론 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. ZNF217은 세포 증식과 AKT 인산화를 촉진하는 아연 핑거 전사 억제제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF217 Rabbit pAb
비고/별칭	ZABC1; ZNF217
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7764
유전자 ID	7764
항원(Immunogen)	인간 ZNF217 (NP_006517.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O75362
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	Ice bag