

Rabbit Igg 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0009472

소개

Rabbit IgG 아이소타입 대조군은 에 접합된 단일클론 항체로, 유세포분석(FC) 응용 분야에서 아이소타입 대조군으로 사용되도록 설계되어 면역분석에서 정확한 배경 신호 평가를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit IgG 아이소타입 대조군
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스팩