

토끼 IgG 아이소타입 대조군 - 단클론 토끼 IgG 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0008897

소개

에 접합된 이 단클론 토끼 IgG 아이소타입 대조군은 유세포분석 응용 분야를 위해 설계되었으며, 세포 분석에서 특이적 항체 결합과 비특이적 항체 결합을 구분하기 위한 신뢰할 수 있는 음성 대조군으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 IgG 아이소타입 대조군
면역원	합성 펩타이드, 토끼 IgG 아이소타입 대조군에서 유래한 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC(유세포분석)
배송	아이스팩