

Rabbit Igg Isotype Control - Rabbit Igg Isotype Control

품목 번호: CM0008880

소개

Rabbit IgG isotype control는 토끼 유래 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 적용되도록 설계되었습니다. 면역 분석에서 비특이적 결합 및 배경 염색을 평가하기 위한 음성 대조군으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit IgG isotype control
면역원	합성 펩타이드 토끼 IgG isotype control에서 유래한 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
배송	아이스백