

Rabbit Igg 동형 대조군 -

품목 번호: CM0004379

소개

Rabbit IgG 동형 대조군은 유세포 분석(FC)용 단일클론 항체입니다. 이는 비특이적 배경 신호를 특이적 항체 염색과 구별하기 위한 음성 대조군 역할을 합니다. 연구 및 진단용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit IgG 동형 대조군
면역원	합성 펩타이드 토끼 IgG 동형 대조군 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백