

Wb/If/Elisa용 Sars-Cov-2 스파이크 S1 토끼 단일클론 항체 - 스파이크 당단백질

품목 번호: CM0002204

소개

SARS-CoV-2 스파이크 S1 당단백질을 표적으로 하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에서 검증되었으며, 바이러스학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 S1 mAb
비고/별칭	스파이크 당단백질
종	SARS-COV-2
유전자 ID (인간)	SARS-CoV-2
유전자 ID	43740568
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
배송	아이스백