

Rabif Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - P47224

품목 번호: CM0017642



소개

RABIF (MSS4, RASGRF3)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 구아닌 뉴클레오티드 교환을 통한 소포 수송에서 역할을 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RABIF Rabbit pAb
비고/별칭	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
종	인간
유전자 ID (인간)	5877
유전자 ID	5877
면역원	인간 RABIF (NP_002862.2)의 아미노산 1-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P47224
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백