


Rad52 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P43351

품목 번호: CM0005259



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-Rad52 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 Rad52에 특이적이며, DNA 이중 가닥 절단 복구 및 재조합에 관여합니다. DNA 손상 및 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rad52 Rabbit mAb
비고/별칭	RAD52; DNA repair protein RAD52 homolog; Rad52
종	인간
GeneID (Human)	5893
GeneID	5893
면역원	합성 펩타이드: 인간 Rad52 (P43351)의 아미노산 319-418 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43351
단백질 분자량	13kDa/15kDa/25kDa/46kDa
배송	아이스백