

Wb 및 Elisa용 Rad54L 토끼 다클론 항체 - Q92698

품목 번호: CM0020180

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 RAD54L 토끼 다클론 항체로, 마우스와 래트에 교차 반응성을 가집니다. DNA 복구 및 재조합 연구에 적합합니다. 스위스-프로트: Q92698.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD54L 토끼 pAb
비고/별칭	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
종	인간
GeneID (인간)	8438
GeneID	8438
면역원	인간 RAD54L (Q92698)의 아미노산 648-747에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92698
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스팩