

Wb 및 Elisa용 Rala 토끼 다클로날 항체 - P11233

품목 번호: CM0015166



소개

인간 RALA (Ras-related protein Ral-A)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. GTPase 신호 전달, 막 수송 및 세포 분열 연구에 적합합니다. 24 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RALA Rabbit pAb
비고/별칭	RAL; HINCONS; RALA
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5898
면역원	인간 RALA (NP_005393.2)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P11233
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)