

## Rangap1 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

품목 번호: CM0018092



### 소개

RanGAP1 토끼 폴리클론항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 Ran GTPase-활성화 단백질 1(UniProt P46060)을 표적으로 하며, RAN 매개 핵 수송의 주요 조절자입니다. 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RanGAP1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1                                        |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 5905                                                             |
| 면역원         | 인간 RanGAP1 (NP_002874.1)의 아미노산 398-587에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 범주          | 폴리클론항체                                                           |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간                                                               |
| SWISS       | P46060                                                           |
| 단백질 분자량     | 64kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |