

Rangap1 토끼 다클론 항체 - P46060

품목 번호: CM0030807



소개

인간 RanGAP1(SWISS: P46060)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 핵질 수송 및 GTPase 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RanGAP1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SD; Fugl; RANGAP; RanGAP1
종	인간
유전자ID (인간)	5905
유전자ID	5905
면역원	인간 RanGAP1 (NP_002874.1)의 아미노산 398-587에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46060
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩