


Wb, Elisa용 Rapgef6 토끼 다클로날 항체 - Q8Teu7

품목 번호: CM0019758



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 RAPGEF6 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뇌 및 심장 조직의 Rap1A, Rap2A 및 M-Ras GTPase 신호 전달 연구에 이상적입니다. Swiss-Prot: Q8TEU7.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAPGEF6 Rabbit pAb
비고/별칭	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
종	사람(Human)
GeneID	51735 (사람)
면역원	사람 RAPGEF6 (NP_001157858)의 아미노산 145-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TEU7
단백질 분자량	179kDa
배송	아이스백