

Raptor 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8N122

품목 번호: CM0021515



소개

인간 Raptor(mTORC1 구성단백질)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 영양 센싱 및 세포 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Raptor 토끼 pAb
비고/별칭	KOG1; Mip1; Raptor
종	인간
유전자 ID (인간)	57521
면역원	인간 Raptor(NP_065812.1)의 아미노산 888-1013에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N122
단백질 분자량	149kDa
배송 방식	아이스팩