

랩터 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q8N122

품목 번호: CM0019609



소개

인간 랩터(RPTOR)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 랩터를 인식합니다. mTORC1 신호 전달 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	랩터 토끼 pAb
비고/별칭	KOG1; Mip1; Raptor
종	인간
GeneID	57521
면역원	인간 랩터(NP_065812.1)의 아미노산 888-1013에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N122
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스팩