

Rasgrp3 토끼 Pab - Q8Iv61

품목 번호: CM0026375

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 RASGRP3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐의 RASGRP3를 인식하며, 이는 Ras와 Rap1에 대한 칼슘/DAG 조절 GEF입니다. 신호 전달 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RASGRP3 토끼 pAb
비고/별칭	GRP3; RASGRP3
종	인간
유전자ID (인간)	25780
유전자ID	25780
면역원	재조합 단백질: 인간 RASGRP3 (NP_056191.1)의 아미노산 540-689에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8IV61
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩