


## Rat Anti-Mouse Cd122 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P16297

품목 번호: CM0011489



### 소개

Flow cytometry-validated -conjugated rat monoclonal antibody targeting mouse CD122 (IL-2R $\beta$ ). Ideal for immune cell profiling and signaling studies in mouse models.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Rat anti-Mouse CD122 mAb                                   |
| 비고/별칭          | p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta |
| 종(Species)     | Mouse                                                      |
| 유전자 ID (인간)    | 3560                                                       |
| 유전자 ID (마우스)   | 16185                                                      |
| 면역원(Immunogen) | 마우스 CD122에서 유래된 합성 펩타이드                                    |
| 공급원(Source)    | Rat                                                        |
| 카테고리           | 단클론 항체                                                     |
| 응용             | FC                                                         |
| 교차 반응성         | Mouse                                                      |
| SWISS          | P16297                                                     |
| 단백질 분자량        | 60kDa                                                      |
| 배송             | 아이스 백(Ice bag)                                             |