

유세포분석용 랫트 항마우스 Cd3 단클론 항체 - P04235 / P22646

품목 번호: CM0005688

소개

마우스 CD3 델타(P04235) 및 엡실론(P22646) 사슬을 표적으로 하는 접합 랫트 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증되었으며, 마우스 샘플에서 T 세포의 직접 검출을 가능하게 합니다. 면역표현형 분석 및 T 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	랫트 항마우스 CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
유전자ID (인간)	916/915
유전자ID	12500/12501
면역원	마우스 CD3에서 유래된 합성 펩타이드입니다.
기원	랫트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 분자량	19kDa/21kDa
배송 방식	아이스 팩