

유세포 분석용 랫트 항-마우스 Cd45R/B220 단클론항체 - P06800

품목 번호: CM0009147

소개

마우스 CD45R/B220(PTPRC, L-CA, Ly-5)를 표적으로 하는 접합 랫트 단클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었으며 마우스 백혈구 서브셋의 면역표현형 분석에 적합합니다. 진단 및 연구용으로 신뢰할 수 있는 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	랫트 항-마우스 CD45R/B220 단클론항체
비고/별칭	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
종	마우스
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	19264
면역원	마우스 CD45R/B220 재조합 단백질
기원	랫트
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송 방식	아이스 팩