

마우스 Cd45R/B220 타겟 래트 단클론성 항체 (Fc용) - P06800

품목 번호: CM0011705

소개

마우스 CD45R/B220을 타겟으로 하는 래트 단클론성 항체로, 유세포분석(Flow Cytometry)에 적합합니다. 조혈 세포에 발현되는 백혈구 공통 항원(L-CA)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종(Species)	Mouse (마우스)
유전자 ID (사람)	5788
유전자 ID	19264
항원(Immunogen)	마우스 CD45R/B220 재조합 단백질
공급원(Source)	Rat (래트)
카테고리	단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P06800
단백질 분자량	130 kDa/140 kDa/144 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)