

유세포 분석용 랫트 항-마우스 Cd45R/B220 단일클론 항체 - P06800 / P08575

품목 번호: CM0006071

소개

마우스 CD45R/B220(PTPRC, L-CA, Ly-5, T200)에 특이적인 접합 랫트 단일클론 항체입니다. 유세포 분석으로 검증되었습니다. B세포 면역표현형 분석 및 면역세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫트 항-마우스 CD45R/B220 단일클론 항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
유전자 ID(인간)	5788
유전자 ID	19264/5788
면역원	합성 펩타이드
공급원	랫트
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800/P08575
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스팩