

유세포 분석용 래트 항마우스 CD45R/B220 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0005424

소개

유세포 분석에 검증된 래트 항마우스 CD45R/B220 단클론 항체입니다. T세포 활성화 및 B세포 연구에서 마우스의 핵심 백혈구 마커인 수용체형 티로신단백질 포스파타아제 C(PTPRC)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	래트 항마우스 CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
유전자ID (인간)	5788
유전자ID	19264/5788
면역원	마우스 CD45R/B220 재조합 단백질
공급원	래트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130 kDa/140 kDa/144 kDa
배송 방법	아이스 팩