

Fc용 랫트 항-마우스 F4/80 단클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0007982

소개

유세포 분석법으로 검증된 마우스 F4/80(EMR1)을 표적으로 하는 고평이성 접합 랫트 단클론 항체입니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에서 대식세포 식별과 면역세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫트 항-마우스 F4/80 mAb
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
종	마우스
유전자 ID (인간)	2015
유전자 ID	13733
면역원	마우스 F4/80 제조항 단백질
공급원	랫트
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송	얼음팩