

랫드 항-마우스 F4/80 단일클론 항체, 유세포 분석용 - Q61549

품목 번호: CM0012755

소개

유세포 분석으로 검증된 랫드 항-마우스 F4/80 단일클론 항체로, 마우스 대식세포 당단백질(102 kDa 접착 GPCR)과 반응합니다. 마우스 모델을 활용한 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫드 항-마우스 F4/80 단일클론 항체
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
GeneID(사람)	2015
GeneID	13733
면역원	마우스 F4/80 재조합 단백질
공급원	랫드
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송	얼음팩