

유세포 분석용 랫트 항마우스 F4/80 단클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0005160

소개

대식세포에 존재하는 접착 GPCR인 마우스 F4/80(Adgre1)을 표적으로 하는 랫트 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 본 접합체는 면역학 연구에서 직접 검출을 용이하게 합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	랫트 항마우스 F4/80 단클론 항체
비고/별칭	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
종	마우스
인간 유전자 ID	2015
유전자 ID	13733
면역원	마우스 F4/80 재조합 단백질
기원	랫트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스 팩