

Rat Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 단클론 항체 For Fc - P35461 / P0Cw02

품목 번호: CM0011799

소개

유세포 분석용으로 검증된, 마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)에 대한 접합 랫 단클론 항체. 마우스 골수 및 말초혈액 샘플에서 과립구 및 단핵구의 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
GeneID (Human)	8600
GeneID	546644/17067
면역원	마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 재조합 단백질
원천	랫
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461/P0CW02
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백